


# 1. Scarica l'App e installala sul tuo cellulare bluetooth



Disponibile per Apple e Android


Scarica l'App sul tuo Smartphone




## 2. Registrati e crea il tuo ACCOUNT

Per la registrazione occorre:

- Selezionare il «**Tipo Utenza**» (Utente Base o Medico)
- Inserire i **propri dati** e le **informazioni personali** compilando tutti i campi richiesti
- Prendere visione e accettare l'informativa sulla Privacy



The screenshot shows a mobile application interface for account registration. At the top, there is a navigation bar with a hamburger menu icon, a user profile icon, and an information icon. Below the navigation bar, the title "IL TUO ACCOUNT" is displayed. The main form area includes a "Tipo Utenza" dropdown menu currently set to "UTENTE BASE". Below this, there are two radio button options: "UTENTE BASE" (which is selected) and "MEDICO". The form also contains input fields for "Nome \*", "Cognome \*", "Codice Fiscale", "Sesso" (with "--" as a placeholder), and "Data di Nascita". The bottom of the screen shows the standard Android navigation bar.




The screenshot shows a desktop version of the registration form. At the top, the time is 11:41, and there are icons for signal strength, Wi-Fi, and battery. Below the navigation bar, the title "REGISTRATI" is displayed. The form includes a "Tipo Utenza" dropdown menu, followed by input fields for "IL TUO NOME", "IL TUO COGNOME", and "INDIRIZZO EMAIL". Below these fields, there are two checkboxes with associated text: the first checkbox is for "Acconsento al trattamento dei miei dati personali secondo la Politica sulla Privacy - GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679.", and the second checkbox is for "Ho letto e accetto la Politica sulla Privacy dell'app Health-Box in ogni sua parte. Leggi la [Normativa sulla Privacy di Health-Box.](#)". At the bottom, there are two buttons: "HOME" with a heart icon and "HELP" with a speech bubble icon.

### 3. Login

Una volta effettuata la registrazione, per procedere al Login, inserisci il tuo indirizzo e-mail e il codice PIN numerico di 4 cifre da te scelto e che utilizzerai per i successivi accessi. Poi clicca su «Accedi».


**Non riesci ad accedere? CLICCA QUI:**

*N.B.: l'indirizzo e-mail che hai inserito in fase di registrazione del tuo account ti servirà per la procedura di recupero dei dati di accesso (Pin).*



## 4. Inserisci il tuo PIN

Ad ogni accesso sarà sufficiente inserire il proprio codice **PIN di 4 cifre** scelto in fase di registrazione.



Se smarrisci o dimentichi il tuo codice PIN = **RECUPERA I TUOI DATI DI ACCESSO** inserendo l'indirizzo e-mail scelto in fase di registrazione.



## 5. Il Tuo Account

Nella sezione «IL TUO ACCOUNT» potrai inserire e gestire i tuoi dati anagrafici e le informazioni personali. E' possibile modificare i dati inseriti, ad eccezione dell'indirizzo e-mail che, una volta inserito, resterà invariato. Al termine, clicca su «Aggiorna Dati».



I TUOI DATI PERSONALI

Nome *	MARIO
Cognome *	ROSSI
Codice Fiscale	
Sesso	--
Data di Nascita	--/--/--
Luogo di Nascita	--
Nazione / Stato	SELEZIONA ▼
Prov. Residenza	SELEZIONA ▼
Città Residenza	SELEZIONA ▼

11:43

IL TUO ACCOUNT

Tipo Utenza	MEDICO ▼
-------------	----------

I TUOI DATI PROFESSIONALI

Laurea *	MEDICINA
Anno Laurea *	2008
Specializzazione	ODONTOIATRIA
Anno Specializzazione	2012
Ordine Appartenenza	BA (BARI) ▼

I TUOI DATI PERSONALI

Nome *	NICO
--------	------


HOME I TUOI DISPOSITIVI HELP

## 6. Menù

Una volta effettuato il Login, potrai accedere al **Menù** completo per visualizzare ed utilizzare tutte le funzioni previste dall'app, e iniziare a usare il tuo account **HealthBox**.



«LA TUA SALUTE IN UN BOX!»



## 7. Associa un nuovo dispositivo

Per ricevere via bluetooth i tuoi parametri relativi a:

- Pressione sanguigna
- Ossigenazione del sangue
- Peso corporeo
- Glicemia, ecc...

basterà associare i corrispondenti dispositivi bluetooth in modo che i risultati di ogni misurazione vengano trasmessi automaticamente al proprio «HEALTHBOX»

Clicca su «**SCANSIONA**» in prossimità del dispositivo da associare e, una volta riconosciuto, clicca su «**ASSOCIA DISPOSITIVO**»



## 8. Dispositivi certificati

All'interno dell'App è disponibile un elenco di dispositivi bluetooth «certificati», ovvero testati e garantiti per il funzionamento con Healthbox.

Healthbox non garantisce il funzionamento di dispositivi diversi, non presenti nell'elenco dei «dispositivi certificati».





## 9. Inserimento parametri da dispositivo

Per ottenere i risultati delle tue misurazioni (pressione, glicemia, peso, ecc...) direttamente nell'apposita sezione del tuo Healthbox, basterà effettuare il rilievo avvicinando il dispositivo bluetooth al tuo smartphone (app in background).


Eventuali risultati anomali dei rilievi saranno evidenziati in un colore differente.

	123	94	90	07/03/2019	
	SYS	DIA	PULS	12:26	
	151	93	66	07/03/2019	
	SYS	DIA	PULS	12:26	
	125	84	72	07/03/2019	
	SYS	DIA	PULS	12:26	




## 10. Inserimento dei parametri manuale

In mancanza di dispositivi certificati, è possibile registrare manualmente i propri parametri accedendo dal Menù principale a «**I TUOI RILIEVI**» e cliccando su «**INSERISCI**»



## 11. I tuoi rilievi

Nella sezione «I TUOI RILIEVI» è possibile, in qualsiasi momento, consultare i parametri rilevati (via bluetooth o manualmente).



## 12. Visualizza i parametri rilevati

Per ogni parametro rilevato è possibile in qualsiasi momento, consultare i risultati delle rilevazioni in ordine di data, o sottoforma di grafico.

E' possibile, inoltre, filtrare i risultati impostando un range di date «DA..... A.....»

**FILTRA RILIEVI**

Data - DA  ▼

Data - A  ▼

**FILTRA**

11:43  

**SATURAZIONE**

In attesa di Rilievo

**INSERISCI** **GRAFICO** 

**99** **78**  
%SpO2 BPM

Valori	98	73	Dal 07/02/19
Medi	SpO2	BPM	Al 28/02/19


 **99** **79** 28/02/2019 12:10   
%SpO2 BPM

 **98** **77** 25/02/2019 21:37   
%SpO2 BPM

 HOME  I TUOI DISPOSITIVI  HELP

## 13. Riepilogo rilievi

Nella sezione «**Riepilogo Rilievi**» sono presenti i risultati delle ultime registrazioni, per ciascun parametro rilevato.




## 14. Storico documenti

In questa sezione puoi archiviare tutta la documentazione clinica di tuo interesse, datarla e categorizzarla: referti di visite mediche, esami ematochimici, cartelle cliniche ospedaliere, ecc...

Clicca su «**AGGIUNGI DOCUMENTO**»:


- Scansiona il documento direttamente dal app (otterrai un file in formato pdf)
- Seleziona la categoria (es. Esami di laboratorio)
- Seleziona e inserisci la data del tuo referto
- Clicca su «Modifica» per salvare il documento nella categoria selezionata.



## 15. Invia documenti via e-mail

Puoi ricevere documenti in formato .pdf direttamente nell'apposita sezione «I TUOI DOCUMENTI» all'interno del tuo healthbox (ad esempio puoi far trasmettere i tuoi referti dal laboratorio di analisi) utilizzando l'indirizzo di posta elettronica personalizzato che trovi all'interno del tuo account.


«INVIA UNA E-MAIL AL TUO INDIRIZZO»



## 16. Cerca Documenti

Cliccando su «**CERCA DOCUMENTI**» è possibile ricercare e visualizzare i documenti archiviati filtrandoli per:

- CATEGORIA e/o
- DATA





## 17. Le tue Terapie

In questa sezione puoi registrare le informazioni relative alle TERAPIE farmacologiche in corso, impostando:

- la data di inizio e eventuale termine,
- Il nome del farmaco e la posologia
- Eventuali annotazioni utili.

Anche il tuo medico di fiducia potrà inviarti le informazioni relative alla terapia prescritta, previa associazione dell'utente.




## 18. Associa Utente

La funzione «**ASSOCIA UTENTE**» ti consente di monitorare, anche a distanza, i parametri clinici di un'altra persona, ad esempio un tuo familiare.

Viceversa, può consentire ad altri di poter monitorare i tuoi valori, previa autorizzazione.

Per utilizzare questa funzione basterà scansionare il **Qrcode** dell'utente desiderato, accedendo direttamente dal proprio menù principale.



## 19. Utenti associati

In qualsiasi momento puoi controllare i nominativi degli utenti associati al tuo account.

**UTENTI MONITORATI:** sono coloro che puoi monitorare e che hanno concesso al tuo account l'autorizzazione ad accedere ai propri dati per visualizzare, anche a distanza, dei loro parametri.

**UTENTI AUTORIZZATI:** sono coloro ai quali hai concesso autorizzazione ad accedere ai tuoi parametri. In qualsiasi momento potrai rimuovere dal tuo account le suddette autorizzazioni.



### UTENTI MONITORATI

Utenti che ti hanno autorizzato alla lettura dei propri dati

Nessun utente Associato



### UTENTI AUTORIZZATI

Utenti che hai autorizzato alla lettura dei tuoi dati

Nessun utente Associato

## 20. Recupera i tuoi dati di accesso

Se smarrisci o dimentichi il tuo CODICE PIN di accesso, puoi recuperarlo dalla schermata di Login, inserendo l'indirizzo e-mail da te scelto in fase di registrazione.

Poi clicca «RECUPERA».

Riceverai una e-mail con i tuoi nuovi dati di accesso.



The screenshot shows a mobile application interface for recovering access data. At the top, there is a status bar with icons for Bluetooth, signal strength, Wi-Fi, and battery level (62%) at 11:09. Below the status bar is a navigation bar with three icons: a hamburger menu, a user profile icon, and an information icon. The main content area has a title "RECUPERA I TUOI DATI DI ACCESSO" in bold blue text. Below the title, there is a prompt: "Inserisci il tuo indirizzo Email. Riceverai una Email con i tuoi dati di accesso." followed by a text input field labeled "INDIRIZZO EMAIL". Below the input field is a large blue button labeled "RECUPERA". At the bottom of the screen, there is a navigation bar with two icons: a heart icon labeled "HOME" and a play button icon labeled "HELP".